

ZIRCONIA
Soaked & Baked



前歯部対応開始!
※適応症が広がりました。



歯 S&B ジルコニア冠に前歯部対応 (マルチレイヤー) タイプが追加されました!

シンタリング前に浸漬にて色付けを行うジルコニア冠「S&Bジルコニア冠」に、新たにマルチレイヤーの材料を使用したタイプも発売いたしました。前歯部(単冠)にもお勧めです。

このS&Bジルコニア冠は、色付け後に焼成しており、調整で削っても色が落ちず、またシングルレイヤータイプは強度も1300MPaです。白歯部はもちろんフルブリッジにも推奨できる材料です。


適応症が広がったこの機会に、ぜひ弊社オリジナル商品である「S&Bジルコニア冠」を補綴設計の選択肢にお加えください。

S&B ジルコニア冠：12,000 円 (税別) / 本
是非お試しください!

● お薦めのケース

マルチレイヤータイプ NEW!


- 前歯部単冠で、治療費を抑えたい患者様。



シングルレイヤータイプ

- 通常のジルコニア冠の価格よりも治療費を抑えたい患者様
- 白歯部で、同じジルコニアでも審美性よりも強度を重視したいケース
- 前歯部の場合は、犬歯から犬歯までの全前歯を含むブリッジ
(単色で仕上げますので、前歯の臨在歯との調和が取りにくいケースがあります。)
- 基本はクラウン・ブリッジのケース

(単色で仕上げますので、インレーの場合に周囲の色調と調和が取りにくいケースがあります)



歯 セラミック材料の症例別相性について

ジルコニアやプレスタイプセラミックス(e.max)の普及に伴い、弊社へもそれらを材料とした技工物のご発注が増えております。

両材料に加え、弊社オリジナル商品である上記「S&Bジルコニア冠」にはそれぞれ長所と短所があり、補綴設計に応じてお選びいただければ、より患者様の満足度の高い技工物のご提供が可能になります。

そこで本、補綴設計とセラミック材料の色調や強度をもとにした各相性を一覧にまとめ、弊社ホームページにアップいたしました。

是非材料選択のご参考にご活用ください。



右記「セラミック材料の症例別相性について」(PDF)を閲覧いただけます。

