



スクリーリテイン用インプラントパーツのご提案

弊社にご依頼いただくインプラントケースの多くは、上部構造をインプラント体にスクリーリテインする構造となっております。

さらにその素材は、チタン製のメタルベースにジルコニア冠をあらかじめ合着したものがほとんどです。(図1)

インプラントシステムによっては、ジルコニア冠専用のチタンベースを純正でラインナップしていないものもあります。

その場合は、元々セメントリテイン用にラインナップしたアバットメントを弊社にて形成しております。

本項では、ジルコニア冠用のベース専用製造されたチタンベースをご紹介します。

本品は、各社インプラントシステムのプラットホームごとに用意され、さらに単冠用(回転防止機構有)と、連結用(回転防止機構無)がお選びいただけます。

付属する固定用スクリーは、そのインプラントシステム純正のドライバーに適合いたします。

純正では対応できないケース、パーツ代を抑えたいケースなどに有効です。

ご不明な点はお問い合わせください。

