



金属床とレジン床の装着感体験ツールのご提案

金属床とレジン床の違いは、熱伝導率や吸水の有無、強度などがありますが、中でも装着感、舌感の違いも患者様にとって大きな問題です。

そこで、弊社ではバキュームフォーマーにて製作した2種類の厚みのステントを用いての、義歯床選択のサポートをお勧めいたします。

異なる厚み等を再現したものを患者様に装着いただき、その違いを体感いただきます。

自費率アップの一助として、是非ご活用ください。(先生やスタッフの方々も体験されませんか?)

義歯体験用ステント (1 ケース 2 種) : 3,000 円 (税別)

※1種類でのご用意でも、3,000円(税別)とさせていただきます。



厚み1.5mm (レジン床レベル)



厚み0.5mm (金属床レベル)

